


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lipocalina-2/Ngal Para Wb, Elisa - P80188

Número do item: CM0027369



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Lipocalina-2/NGAL humana (SWISS P80188). Validado para WB e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de tráfego de ferro, imunidade e biomarcadores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Lipocalina-2/NGAL Anticorpo pAb de Coelho
Observações/Apêndice	p25; 24p3; MSFI; NGAL; Lipocalina-2/NGAL
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3934
GeneID	3934
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P80188
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo