

Anticorpo Monoclonal De Coelho Contra Lipoproteína Lipase (Lpl) Para Wb, Elisa - P06858

Número do item: CM0008438



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra Lipoproteína lipase humana (LPL, P06858). Validado para WB e ELISA, apresenta reatividade cruzada com camundongo. Adequado para pesquisa em metabolismo lipídico e doenças cardiovasculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra Lipoproteína lipase (LPL)
Observações/Alias	LIPD; HDLCQ11; Lipoproteína lipase (LPL)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4023
GeneID	4023
Imunógeno	Peptídeo Sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 376-475 da Lipoproteína lipase humana (LPL) (P06858).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P06858
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Bolsa de gelo