

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lipase De Lipoproteínas (Lpl) Para Wb, Elisa - P06858

Número do item: CM0022265



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a lipase de lipoproteínas (LPL) humana, validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre metabolismo lipídico e sistema cardiovascular. SWISS: P06858.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra a lipase de lipoproteínas (LPL)
Observações/Alias	LIPD; HDLCQ11; Lipase de lipoproteínas (LPL)
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	4023
ID do gene	4023
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 124-475 da lipase de lipoproteínas humana (lipase de lipoproteínas (LPL)) (NP_000228.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P06858
Peso da proteína	53 kDa
Envio	Gelo reutilizável