


## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Lis1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P43034

Número do item: CM0011212



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-LIS1 (PAFAH1B1) para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Validado em humanos, camundongos e ratos; detecta a proteína de 47 kDa envolvida na regulação da dineína e na migração neuronal.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto      | LIS1 Rabbit mAb                                                                                            |
| Observações/Apelidos | MDS; LIS1; LIS2; MDCR; NudF; PAFAH                                                                         |
| Espécie              | Humano                                                                                                     |
| ID do gene (humano)  | 5048                                                                                                       |
| ID do gene           | 5048                                                                                                       |
| Imunógeno            | Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da LIS1 humana (P43034). |
| Fonte                | Coelho                                                                                                     |
| Categoria            | Anticorpos monoclonais                                                                                     |
| Aplicação            | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                      |
| Reatividade cruzada  | Humano, camundongo, rato                                                                                   |
| SWISS                | P43034                                                                                                     |
| Peso da proteína     | 47 kDa                                                                                                     |
| Transporte           | Bolsa de gelo                                                                                              |