


Anticorpo Policlonal Anti-Lkb1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q15831

Número do item: CM0021725



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-LKB1 validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Tem como alvo o supressor tumoral STK11 (Q15831), sendo ideal para estudos de metabolismo, polaridade e danos ao DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	LKB1 Rabbit pAb
Observações/Alias	PJS; LKB1; hLKB1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6794
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 134-433 da LKB1 humana (NP_000446.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q15831
Peso da proteína	49 kDa
Envio	Em bolsa de gelo