


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Lkb1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q15831

Número do item: CM0004747



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-LKB1 (STK11) humano validado para Western blot, IHC-P, IP e ELISA. Detecta LKB1 endógeno em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre metabolismo, polaridade celular e supressor tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] LKB1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	PJS; LKB1; hLKB1; B1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6794
ID do Gene	6794
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 134-433 do LKB1 humano. (NP_000446.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15831
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Saco de gelo