

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-LLGL1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15334

Número do item: CM0018751



introdução

Anticorpo policlonico de coelho anti-LLGL1 validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece LLGL1 humano, de camundongo e de rato, uma proteína de polaridade celular de 115 kDa envolvida na supressão tumoral e no neurodesenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LLGL1 Rabbit pAb
Observações/Alias	DLG4; HUGL; LLGL; Lgl1; Mgl1; HUGL1; HUGL-1; LLGL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3996
GeneID	3996
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-190 da LLGL1 humana (NP_004131.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15334
Peso Proteico	115kDa
Envio	Bolsa de gelo