


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Llph Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Brt6

Número do item: CM0023814



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-LLPH validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano e rato. Adequado para estudos de crescimento de dendritos e espinhas e transmissão sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LLPH pAb de Coelho
Observações/Apelidos	hLLP; C12orf31; LLPH
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84298
ID do Gene	84298
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-129 da LLPH humana (NP_115714.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9BRT6
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Bolsa de gelo