


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Lman1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49257

Número do item: CM0011186



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-LMAN1 validado para WB, IHC-P e ELISA; detecta ERGIC-53 humano, de camundongo e de rato, um receptor de carga para o transporte do RE ao Golgi. Apenas para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	LMAN1 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	MR60, gp58, F5F8D, FMFD1, MCFD1, ERGIC53, ERGIC-53, LMAN1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3998
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do LMAN1 humano (P49257).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49257
Peso da Proteína	54kDa
Transporte	Bolsa de gelo