

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Lman2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q12907

Número do item: CM0016507

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LMAN2 humano (VIP36), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. LMAN2 é uma lectina intracelular envolvida no tráfego de glicoproteínas na via secretória inicial. Ideal para pesquisa em biologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LMAN2 Coelho pAb
Observações/Apelido	GP36B; VIP36; C5orf8; LMAN2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10960
GeneID	10960
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 190-320 do LMAN2 humano (NP_006807.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q12907
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de gelo