

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lman2L Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H0V9

Número do item: CM0019716



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o LMAN2L (VIPL) humano, adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para investigar o tráfego de glicoproteínas do retículo endoplasmático para o Golgi e a regulação do ERGIC-53.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LMAN2L pAb de Coelho
Observações/Apelido	VIPL; MRD69; MRT52; LMAN2L
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	81562
ID do Gene	81562
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 189-348 do LMAN2L humano (NP_110432.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H0V9
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco com gelo