

Anticorpo Policlonal Anti-Lmbrd1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nun5

Número do item: CM0013409

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao LMBRD1 humano, validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Detecta LMBRD1 humano e de rato, útil para estudar o transporte de cobalamina e o tráfego do receptor de insulina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LMBRD1 Coelho pAb
Observações/Apelido	NESI; LMBD1; MAHCF; C6orf209; LMBRD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55788
GeneID	55788
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 220-300 do LMBRD1 humano (NP_060838.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9NUN5
Peso Proteico	61kDa
Envio	Bolsa de Gelo