

Anticorpo Monoclonal Anti-Lmo2 Para Wb, Elisa - P25791

Número do item: CM0004141



introdução

Anticorpo monoclonal Anti-LMO2 de coelho de alta qualidade para WB e ELISA. Atua sobre o LMO2 humano (18 kDa), um regulador de transcrição nuclear essencial para o desenvolvimento eritroide. Ideal para pesquisas de hematopoiese e leucemia da CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LMO2 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	TTG2; LMO-2; RBTN2; RHOM2; RBTN1; LMO2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4005
GeneID	4005
Imunogênio	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P25791
Peso Proteico	18kDa
Transporte	Bolsa de gelo