

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lmo2 Para Wb, Elisa - P25791

Número do item: CM0022407



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LMO2 humano (Rombotina-2). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Para pesquisa de desenvolvimento eritroide e leucemia. 18 kDa. UniProt P25791.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LMO2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TTG2; LMO-2; RBTN2; RHOM2; RBTN1; LMO2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4005
GeneID	4005
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-158 do LMO2 humano (NP_001135788.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P25791
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco de gelo