


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Lmo4 Para Wb E Elisa - P61968

Número do item: CM0007859



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao LMO4 humano (fator de transcrição do domínio LIM LMO4), adequado para Western blot (WB) e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de regulação da transcrição e desenvolvimento de neurônios motores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-LMO4 de Coelho
Observações/Alias	LMO4
Espécie	Humano
ID do Gene	8543
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 66-165 do LMO4 humano (P61968)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61968
Peso Molecular da Proteína	18 kDa
Envio	Bolsa de gelo