

## Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Lmo4 Para If/Icc E Elisa - P61968

Número do item: CM0027672



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-LMO4 validado para IF/ICC e ELISA. Reage com LMO4 humano, de rato e de camundongo. Ideal para estudos de regulação transcricional, identidade de neurônios motores e oncoproteínas. SWISS: P61968.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | pAb Coelho LMO4                                                                                                         |
| Observações/Apelido | LMO4                                                                                                                    |
| Espécie             | Humano                                                                                                                  |
| ID do Gene (Humano) | 8543                                                                                                                    |
| ID do Gene          | 8543                                                                                                                    |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-165 do LMO4 humano (NP_006760.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                  |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                  |
| Aplicação           | IF/ICC, ELISA                                                                                                           |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                |
| SWISS               | P61968                                                                                                                  |
| Peso Proteico       | 18kDa                                                                                                                   |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                            |