


Anticorpo Policlonal Anti-Lmod1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P29536

Número do item: CM0030751



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LMOD1 humano, validado em WB, IHC-P, ELISA. Tem como alvo a leiomodina-1, um fator de nucleação de actina crítico para a contratilidade do músculo liso. Adequado para pesquisa em biologia muscular e autoimunidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	LMOD1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	1D; D1; 64kD; MMIHS3; SMLMOD; SM-LMOD; LMOD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	25802
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-187 do LMOD1 humano (NP_036266.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P29536
Peso Proteico	67kDa
Envio	Saco de gelo