

Anticorpo Policlonal Anti-Lmx1B Para Wb, Elisa - O60663

Número do item: CM0016937

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LMX1B humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para estudar a regulação da transcrição em podócitos e o desenvolvimento dos membros.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LMX1B pAb de Coelho
Observações/Apelido	NPS1; FSGS10; LMX1.2; LMX1B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4010
GeneID	4010
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do LMX1B humano (NP_001167618.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60663
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Saco com gelo