

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lmx1B Para Wb, Elisa - O60663

Número do item: CM0027315

introdução

Anticorpo policlonal de coelho baseado em proteína recombinante direcionado ao fator de transcrição LMX1B humano. Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com rato. Adequado para pesquisa em biologia de podócitos e desenvolvimento de membros.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LMX1B pAb de Coelho
Observações/Apelido	NPS1; FSGS10; LMX1.2; LMX1B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4010
GeneID	4010
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 136-395 do LMX1B humano (NP_002307.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	O60663
Peso Proteico	45kDa
Envio	Saco de gelo