

Anticorpo Policlonais Anti-Lnpep Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uiq6

Número do item: CM0016803



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LNPEP (Leucil-cistinil aminopeptidase) humana, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar a degradação de peptídeos hormonais e a homeostase da gravidez.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LNPEP Rabbit pAb
Observações/Alias	CAP; IRAP; PLAP; P-LAP; LNPEP
Espécie	Humana
GeneID (Humana)	4012
GeneID	4012
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-110 da LNPEP humana (NP_005566.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UIQ6
Peso Molecular da Proteína	117kDa
Envio	Bolsa de gelo