

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lonp2 Para Wb, Elisa - Q86Wa8

Número do item: CM0022885

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LONP2 humano, adequado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Tem como alvo a protease Lon peroxissomal, útil para estudar a degradação de proteínas peroxissomais e a regulação metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LONP2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	LONP, PLON, LONPL, PSLON, LONP2
Espécie	Humano
ID do Gene	83752
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do LONP2 humano (NP_113678.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86WA8
Peso Proteico	95kDa
Envio	Saco de gelo