

Anticorpo Policlonal Anti-Loricrina Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P23490

Número do item: CM0023232

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Loricrina validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA; reage com humano, rato, rato. Tem como alvo a principal proteína do envelope dos queratinócitos. Ideal para estudos de dermatologia e queratinização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LORICRINA pAb de Coelho
Observações/Apelido	LOR; LORICRINA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4014
ID do Gene	4014
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da LORICRINA humana (NP_000418.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P23490
Peso Proteico	26kDa
Envio	Saco de Gelo