

Anticorpo Policlonal Anti-Lox Para Wb - P28300

Número do item: CM0029275

introdução

Explore este anticorpo policlonal de coelho LOX (P28300), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com LOX humano, de camundongo e rato; imunogênio de proteína recombinante; 47kDa. Ideal para estudar o entrecruzamento de colágeno/elastina e a supressão de tumores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LOX pAb Coelho
Observações/Apelido	AAT10; LOX
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4015
GeneID	4015
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-400 do LOX humano (NP_002308.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28300
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco de gelo