

Anticorpo Policlonal Anti-Loxl1 Para Wb, If-P, Elisa - Q08397

Número do item: CM0014866

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LOXL1 humana, validado para WB, IF-P e ELISA. Reconhece LOXL1 humana e murina, uma lisil oxidase essencial para a ligação cruzada de colágeno e elastina na matriz extracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhe
Nome do Produto	Anticorpo Policlonado de Coelho contra LOXL1
Observações/Alias	LOL, LOXL, LOXL1
Espécie	Humana
GeneID (Humana)	4016
GeneID	4016
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 95-370 da LOXL1 humana (NP_005567.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	Q08397
Peso da Proteína	63kDa
Envio	Bolsa de gelo