

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Loxl1 Para Wb, Elisa - Q08397

Número do item: CM0004547

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao LOXL1 humano, adequado para aplicações de WB e ELISA. Reatividade cruzada validada para amostras humanas. Peso proteico de 63kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LOXL1 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	LOL; LOXL; LOXL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4016
GeneID	4016
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 95-370 do LOXL1 humano. (NP_005567.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q08397
Peso Proteico	63kDa
Envio	Bolsa de gelo