

Anticorpo Policlonal Anti-Loxl2 Para Wb, Elisa - Q9Y4K0

Número do item: CM0016999



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao LOXL2 humano, validado para Western blot e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos da lisil oxidase homóloga 2 em EMT, regulação da cromatina e pesquisa sobre câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LOXL2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	LOR; LOR2; WS9-14; LOXL2
Espécie	Humano
ID do Gene	4017
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 51-290 do LOXL2 humano (NP_002309.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y4K0
Peso da Proteína	87kDa
Transporte	Bolsa de gelo