


Anti-Lpar2 (Edg4, Lpa2) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Hbw0

Número do item: CM0018581



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LPAR2 humano (EDG4, LPA2) para WB e ELISA. O alvo é um receptor de ácido lisofosfatídico envolvido na sinalização acoplada à proteína G e diversas atividades celulares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LPAR2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	EDG4; LPA2; EDG-4; LPA-2; LPAR2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9170
GeneID	9170
Imunógeno	Pepetideo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-350 do LPAR2 humano (NP_004711.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9HBW0
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco com gelo