

Anticorpo Policlonal Anti-Lpcat4 Para Wb, Elisa - Q643R3

Número do item: CM0018277

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LPCAT4 humano, reativo com amostras humanas e de camundongo. Ideal para aplicações de WB e ELISA. LPCAT4 é uma lisofosfolípídeo aciltransferase envolvida no metabolismo de fosfolípidios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	LPCAT4 Rabbit pAb
Observações/Alias	AYTL3; AGPAT7; LPEAT2; LPLAT10; LPAAT-eta; LPCAT4
Espécie	Humana
GeneID (humano)	254531
GeneID	254531
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 345-524 da LPCAT4 humana (NP_705841.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	Q643R3
Peso da proteína	57 kDa
Envio	Embalagem de gelo