

Anticorpo Monoclonal Anti-Lpp Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q93052

Número do item: CM0002072

introdução

Anticorpo monoclonal anti-LPP de coelho para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece o parceiro preferido de lipoma humano e de camundongo, uma proteína de estrutura na adesão celular e na sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LPP Rabbit mAb
Observações/Alias	LPP; lipoma-preferred partner
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4026
ID do Gene	4026
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do LPP humano (Q93052).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q93052
Peso da Proteína	66kDa
Envio	Bolsa de gelo