

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lrat Para Wb, If/Icc, Elisa - 095237

Número do item: CM0012900

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-LRAT validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece LRAT humano, de rato e de camundongo. Adequado para pesquisa em metabolismo de retinoides e visão. A CamelBio oferece este produto como parte de sua plataforma abrangente de matérias-primas para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho LRAT
Observações/Apêndice	LCA14; LRAT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9227
GeneID	9227
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-194 do LRAT humano (NP_004735.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	095237
Peso Proteico	26kDa
Transporte	Saco de Gelo