

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lrg1 Para Wb, If-P, Elisa - P02750

Número do item: CM0025741



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-LRG1 validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Detecta a alfa-2-glicoproteína rica em leucina em amostras humanas, de rato e camundongo. Adequado para estudos de proteínas plasmáticas e descoberta de biomarcadores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LRG1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	LRG; HMFT1766; LRG1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	116844
ID do Gene	116844
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 36-347 da LRG1 humana (NP_443204.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02750
Peso Molecular da Proteína	38kDa
Envio	Em saco de gelo