


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lrig1 Para Wb E Elisa - Q96Ja1

Número do item: CM0018091



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LRIG1 humano, validado para Western blot e ELISA. Detecta LRIG1 endógeno em amostras humanas e de camundongo. Regulador negativo dos receptores tirosina-quinase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LRIG1 pAb de Coelho
Observações/Alias	LIG1; LIG-1; LRIG1
Espécie	Humana
ID do Gene	26018
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 816-1093 da LRIG1 humana (NP_056356.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	Q96JA1
Peso da Proteína	119 kDa
Envio	Embalagem de gelo