


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Lrp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q07954

Número do item: CM0013986



introdução

Anticorpo policlonal coelho LRP1 da CamelBio validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta LRP1 humano, de rato e camundongo, um receptor endocítico de 505 kDa envolvido na homeostase lipídica, na depuração de tau e na sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb Coelho LRP1
Observações/Apelido	APR; KPA; LRP; A2MR; CD91; APOER; LRP1A; TGFBR5; IGFBP3R; IGFBP-3R; IGFBP3R1; LRP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4035
GeneID	4035
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 4401-4500 de LRP1 (NP_002323.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q07954
Peso Proteico	505kDa
Envio	Saco de gelo