


Anti-Lrp2 (Megalin) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If-P - P98164

Número do item: CM0028612



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LRP2 humano (megalina/gp330). Validado para Western blot, IHC-P, IF-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre endocitose e renal/neural.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LRP2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DBS; GP330; LRP-2; LRP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4036
GeneID	4036
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 4446-4655 do LRP2 humano (NP_004516.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P98164
Peso da Proteína	522kDa
Envio	Saco de gelo