

Anti-Lrp5 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Elisa - 075197

Número do item: CM0003545

introdução

LRP5 mAb de Coelho (O75197) para WB e ELISA. Validado em humano e camundongo, atinge o correquisitor Wnt LRP5 envolvido no desenvolvimento ósseo e carcinogênese. Ideal para aplicações de diagnóstico e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LRP5 mAb de Coelho
Observações/Apelido	HBM; LR3; OPS; EVR1; EVR4; LRP7; OPPG; BMND1; LRP-5; LRP-7; OPTA1; PCLD4; VBCH2; LRP5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4041
ID do Gene	4041
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1400-1500 do LRP5 humano (NP_002326.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O75197
Peso da Proteína	179kDa
Envio	Saco com gelo