


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lrp6 Para If/Icc, Elisa - 075581

Número do item: CM0017653



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LRP6 humano, um coreceptor Wnt envolvido na sinalização por beta-catenina. Adequado para aplicações IF/ICC e ELISA. Validado para amostras humanas. UniProt 075581.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LRP6 Rabbit pAb
Observações/Alias	ADCAD2; STHAG7; LRP6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4040
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-150 da LRP6 humana (NP_002327.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	075581
Peso da Proteína	180kDa
Envio	Bolsa de gelo