


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Lrp6 Para Wb, Elisa - 075581

Número do item: CM0029355



introdução

Este anticorpo policlonico de coelho tem como alvo o LRP6 humano, um coreceptor da via de sinalização Wnt, validado para Western blot (WB) e ELISA, com reatividade cruzada a camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização da beta-catenina e processos relacionados.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LRP6 Rabbit pAb
Observações/Alias	ADCAD2; STHAG7; LRP6
Espécie	Humano
ID do Gene	4040
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200-300 do LRP6 humano (NP_002327.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	075581
Peso Proteico	180kDa
Envio	Saco de gelo