

Anti-Lrpap1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30533

Número do item: CM0017290



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o LRPAP1 humano (RAP, alfa-2-MRAP). Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo, rato. Funciona como chaperone molecular para proteínas relacionadas ao receptor de LDL.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LRPAP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RAP; MRAP; A2RAP; HBP44; MYP23; A2MRAP; alfa-2-MRAP; LRPAP1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4043
GeneID	4043
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-357 do LRPAP1 humano (NP_002328.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30533
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco com gelo