


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lrpprc (Wb/Ihc-P/If-Icc/Elisa) - P42704

Número do item: CM0026474



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LRPPRC, destinado a WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e camundongo. Ideal para estudos de metabolismo de RNA mitocondrial e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho LRPPRC
Observações/Apelido	LSFC; GP130; LRP130; MC4DN5; CLONE-23970; LRPPRC
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10128
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1041-1394 do LRPPRC humano (NP_573566.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42704
Peso Proteico	158kDa
Envio	Saco de Gelo