

Anti-Lrrc14 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q15048

Número do item: CM0022522

introdução

Anti-LRRC14 Anticorpo Policlonal de Coelho desenhado para aplicações WB e ELISA. LRRC14 regula negativamente a sinalização NF-kappa-B mediada por receptores Toll-like. Reage com LRRC14 humano. Adequado para pesquisa de imunidade inata. UniProt Q15048.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LRRC14 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LRRC14A; LRRC14
Espécie	Humano
ID do Gene	9684
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do LRRC14 humano (NP_055480.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q15048
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Saco de gelo