


Anticorpo Policlonais Anti-Lrrc4 Para Wb, Elisa - Q9Hbw1

Número do item: CM0013487



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LRRC4 (NGL-2) humano, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em neurociência e estudos de glioma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LRRC4 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NAG14; NGL-2; LRRC4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	64101
ID do Gene	64101
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 544-653 do LRRC4 humano (NP_071426.1))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonares
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HBW1
Peso da Proteína	73kDa
Transporte	Saco de gelo