

Anti-Lrrc61 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q9Bv99

Número do item: CM0017623

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-LRRC61 produzido contra LRRC61 humano recombinante de comprimento total. Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para o estudo de proteínas contendo repetições ricas em leucina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	LRRC61 pAb Coelho
Observações/Apelido	HSPC295; LRRC61
Espécie	Humano
GeneID (humano)	65999
GeneID	65999
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-259 do LRRC61 humano (NP_076431.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9BV99
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco com gelo