


Anti-Lrrc7 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Nw7

Número do item: CM0016078



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o LRRC7 humano (Densin-180), adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Validado para reatividade com humano, camundongo e rato. Ideal para aplicações de pesquisa pós-sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LRRC7 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DENSIN; LRRC7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57554
GeneID	57554
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 730-890 do LRRC7 humano (NP_065845.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96NW7
Peso Proteico	173kDa
Envio	Saco de gelo