

Anticorpo Policlonal Anti-Lrrfip1 Para Wb, Elisa - Q32Mz4

Número do item: CM0019327



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho LRRFIP1 validado para WB e ELISA, reagindo com humano, camundongo e rato. Uma ferramenta valiosa para o estudo de repressão transcricional, proliferação de músculo liso e vias de sinalização de TLR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LRRFIP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GCF2; TRIP; FLAP1; GCF-2; FLAP-1; HUFI-1; FLIAP1; LRRFIP1
Espécie	Humano
GeneID	9208
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 589-809 do LRRFIP1 humano (NP_001131024.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q32MZ4
Peso da Proteína	89kDa
Envio	Saco com gelo