

Anticorpo Policlonal Anti-Lrrfip2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y608

Número do item: CM0019087

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LRRFIP2, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre a sinalização Wnt e a sinalização TLR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	LRRFIP2 Rabbit pAb
Observações/alias	HUFI-2; LRRFIP2
Espécie	Humana
GeneID (humano)	9209
GeneID	9209
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 150-340 da LRRFIP2 humana (NP_060194.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q9Y608
Peso molecular	82 kDa
Envio	Bolsa de gelo