


Anticorpo Policlonal Anti-Lrrk1 Para Wb, Elisa - Q38Sd2

Número do item: CM0024055



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LRRK1 humano para WB e ELISA. LRRK1 fosforila RAB7A, regulando o tráfego intracelular e a maturação de osteoclastos, com implicações na pesquisa do metabolismo ósseo. Validado em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LRRK1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	OSMD; RIPK6; Roco1; LRRK1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79705
GeneID	79705
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 10-90 do LRRK1 humano (NP_078928.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q38SD2
Peso Proteico	225kDa
Envio	Saco de gelo