


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lrrk1 Para Wb E Elisa - Q38Sd2

Número do item: CM0023157



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao LRRK1 humano (Quinase 1 de proteína serina/treonina rica em repetições de leucina), validado para Western blot e ELISA. Adequado para estudos sobre tráfego intracelular e regulação de osteoclastos. Peso molecular previsto de 225 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho LRRK1
Observações/Apelido	OSMD, RIPK6, Roco1, LRRK1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79705
ID do Gene	79705
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 10-90 do LRRK1 humano (NP_078928.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q38SD2
Peso da Proteína	225kDa
Envio	Saco de gelo