

Anticorpo Policlonal Anti-Lrrk2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q5S007

Número do item: CM0013080



introdução

Este anticorpo policlonal LRRK2 (Cat. N.º A0859) é produzido em coelho contra uma proteína recombinante contendo aminoácidos 750-910 do LRRK2 humano. Validado para WB, IHC-P e ELISA, reconhece o LRRK2 humano, de rato e de camundongo (~286 kDa). Adequado para pesquisas sobre autofagia, neurodegeneração e doença de Parkinson.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LRRK2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PARK8; RIPK7; ROCO2; AURA17; DARDARIN; LRRK2
Espécie	Humano
ID do Gene	120892
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 750-910 do LRRK2 humano (NP_940980.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5S007
Peso da Proteína	286kDa
Envio	Saco de gelo