

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Lrrk2 Para Wb, Elisa - Q5S007

Número do item: CM0006895



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-LRRK2 de alta qualidade, validado para WB e ELISA. Tem como alvo a LRRK2 humana (PARK8, Dardarin), uma quinase essencial na doença de Parkinson, na autofagia e na função neuronal. Ideal para diagnóstico in vitro (IVD) e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-LRRK2
Observações/Apelidos	PARK8; RIPK7; ROCO2; AURA17; DARDARIN; LRRK2
Espécie	Humana
GeneID (humano)	120892
GeneID	120892
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-340 da LRRK2 humana (NP_940980.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q5S007
Massa da proteína	286 kDa
Envio	Bolsa de gelo