

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lrrk2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q5S007

Número do item: CM0022675



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-LRRK2 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage com Humano, Rato, Camundongo; tem como alvo a proteína quinase de serina/treonina de repetições ricas em leucina 2 (LRRK2), um regulador chave na plasticidade neuronal e autofagia. Ideal para pesquisas sobre a doença de Parkinson.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LRRK2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PARK8; RIPK7; ROCO2; AURA17; DARDARIN; LRRK2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	120892
GeneID	120892
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 750-910 do LRRK2 humano (NP_940980.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	Q5S007
Peso da Proteína	286kDa
Envio	Saco com gelo